

微生物学的検査

スクリーニング検査／便検診検査

項目コード	検査項目 JLAC10	検査材料	容器	保存 (安定性)	所要 日数	実施料 判断料	検査方法	基準値 (単位)	備考
スクリーニング検査	5009696	O157スクリーニング	便	VS1	冷蔵	4~6	培養同定		凍結保存は避けてください。 病院内、施設内職員(健常者)のスクリーニング検査としてご依頼ください。 &1
	5009596	MRSAスクリーニング	咽頭ぬぐい液、 鼻腔など	VS1 VS2	冷蔵	3~5	培養同定		
便 検 診 検 査	5013196	便検診2菌種	便	VS1	冷蔵	4~6	培養同定		凍結保存は避けてください。 病院内、施設内職員(健常者)のスクリーニング検査としてご依頼ください。 対象菌種については下記便検診対象一覧をご参照ください。 &1
	5013296	便検診3菌種-1							
	5013396	便検診3菌種-2							
	5013496	便検診3菌種-3							
	5014196	便検診3菌種-4							
	5013596	便検診4菌種-1							
	5013696	便検診4菌種-2							
	5013796	便検診4菌種-3							
	5013896	便検診4菌種-4							
	5014296	便検診4菌種-5							
	5014396	便検診4菌種-6							
	5013996	便検診5菌種-1							
	5014096	便検診5菌種-2							
5014496	便検診6菌種-1								

便検診対象一覧

検査項目	対象菌種											
	赤痢	サルモネラ	下痢原性 大腸菌	O157	腸炎 ヒフリオ	腸チフス	パラチフス	コレラ	黄色 ブドウ球菌	カンピロ バクター	ヒフリオ	エルシニア
便検診2菌種	○	○										
便検診3菌種-1	○	○	○									
便検診3菌種-2	○	○		○								
便検診3菌種-3	○	○			○							
便検診3菌種-4	○	○									○	
便検診4菌種-1	○					○	○	○				
便検診4菌種-2	○	○	○		○							
便検診4菌種-3	○	○		○	○							
便検診4菌種-4	○	○	○						○			
便検診4菌種-5	○	○		○							○	
便検診4菌種-6	○	○	○								○	
便検診5菌種-1	○	○		○		○	○					
便検診5菌種-2	○	○		○	○					○		
便検診6菌種-1	○	○		○	○					○		○