

微生物学的検査

微生物学的検査

	セットコード	検査項目	材料	容器	保存	検査方法	所要 日数	備 考
スクリーニング検査	T034	MRSA スクリーニング	鼻腔	VS2	冷蔵	培養同定	3~4	病院内、施設内職員(健常者)のスクリーニング検査としてご依頼ください。
	T035		咽頭粘液	VS1				
	T041		耳漏	VS2				
	T042		喀痰	X00				
	T043		尿	ARR				
	T044		便	F01				
	T045		膿	VS1				
便検診	下表 参照	集団検診	便	VS1	冷蔵	培養同定	3~4	病院内、施設内職員(健常者)のスクリーニング検査としてご依頼ください。 検査対象の菌種とセットコードは下表をご参照ください。

	項目コード	検査項目	検査材料	容器	保存	検査方法	所要 日数	備 考
環境検査		院内環境(ふきとり法)	環境材料	VS1	冷蔵	培養同定	3~4	採取法は156ページ参照

※院内環境検査は、MRSAを含むブドウ球菌、腸内細菌、緑膿菌、酵母様真菌、糸状菌等の一般細菌を目的として検査します。

集団検診 目的菌

目的菌 セットコード	対 象 菌 種									
	赤痢菌	サルモネラ	腸管出血性 大腸菌	腸チフス	パラチフス	チフス	腸炎ビブリオ	ビブリオ	コレラ	キャンピロ バクター
T011	○	○		○	○					
T031	○	○								
T502	○	○	○							
T503	○	○	○	○						
T504	○	○	○	○	○					
T505	○	○	○	○		○				
T506	○	○	○		○	○				
T507	○	○	○			○				
T508	○	○	○		○		○			
T509	○	○	○				○			
T510	○	○	○					○		
T511	○	○	○					○	○	○
T512	○	○	○							○

・腸管出血性大腸菌には O157、O26、O111等を含みません。