

<判定基準>

- 陽性：健康成人における CCR4 発現状態と比較して、明らかな発現強度の上昇かつ陽性細胞の増加がある。
- 陰性：健康成人における CCR4 発現状態と比較して、同様の CCR4 発現状態である。
- 判定保留：上記の陽性および陰性の判定基準をみたしていない状態。

<報告書の表示内容>

- 陰性コントロールのヒストグラムの下部記載は下記を示します。
  - ・ M1：FITC-CCR4 抗体の陽性率を算出するために設定しております。
  - ・ M2：陰性コントロールの Peak Ch が最も高い頻度（count）の Channel を示します。
  
- FITC-CCR4 抗体のヒストグラムの下部記載は下記を示します。
  - ・ M1：陰性コントロールの M1 で設定した範囲から、FITC-CCR4 抗体の陽性率を算出いたします。
  - ・ M3：FITC-CCR4 抗体の陰性ピークを含む Peak Ch が最も高い頻度（count）の Ch を示します。
  
- CCR4 陽性率% =  $M1(\text{FITC-CCR4 抗体})\% \text{Gated}$ （参考値としてご参照下さい。）
  
- Peak Ch 比を算出される場合は、下記をご参照下さい。
  - ・ Peak Ch 比 =  $M3(\text{CCR4})\text{Peak Ch} / M2$ （陰性）Peak Ch